

Production Equipment and Assembly Line





Aurora Medical Goggles AM1



EASILY RESPOND TO THE THREE MAJOR THREATS



Anti-fog

Splashes of saliva in the surroundings during work travel, etc



Anti-shock

Tiny sharp objects such as iron filings, crushed stones, etc



Anti-dust

Sand dust during cycling or windy weather

It consists of a soft PC lense,PVC frame and elastic band.



Product display


Dual side Anti-fog



High resilience




1.5mm thicker lense



Adjustable band




Aurora goggles vs others



Specification

Product size	18.7x7.5x2cm
Product weight	64g
Packing configuration	Certificate of conformity, User guide
Full carton quantity	210pcs/carton
Full carton gross weight	15.8kg
Carton size	50*47*39cm
Type of certificates	SGS CE EN166, FDA, SGS ANSI Z 87.1, ROHS,GB14866- 2006 inspection, etc

Packaging



Packing: 1PC/CPE bag and 210pcs/carton
Certificate of conformity and User guide are included

Business License of Shenzhen Aurora technology limited



统一社会信用代码
914403005685175638

营 业 执 照
(副 本)



名 称 深圳北极之光科技有限公司

类 型 有限责任公司

法定代表人 谢青波

成 立 日 期 2011年01月20日

住 所 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路8号A6栋
301、A6栋3-4层、A5栋3-4层、A3栋1层、A5
栋1层

重 要 提 示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登 记 机 关


2020年 03月 05日

SGS CE EN166

SGS

Test Report

No.: GZHL2004008576CE

Date: Apr 23, 2020

Page 1 of 13

SHENZHEN AURORA TECHNOLOGY LIMITED
301, A6 BUILDING, THIRD AND FOURTH FLOOR, A6 BUILDING, THIRD AND FOURTH FLOOR, A5 BUILDING;
FIRST FLOOR, A3 BUILDING, FIRST FLOOR, A5 BUILDING; HUAXIA PARK TECHNOLOGY PARK, TONGFU
ROAD NO.8, PINGDONG COMMUNITY, PINGDI STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN

Sample Description : GOGGLES
Style / Item No. : AM1
Manufacturer : SHENZHEN AURORA TECHNOLOGY LIMITED
Country of Origin : CHINA

As above test item and its relevant information regarding to the submission are provided and confirmed by the applicant. SGS is not liable to either the test item or its relevant information, in terms of the accuracy, suitability, reliability or/and integrity accordingly.

Sample Receiving Date : Apr 01, 2020
Test Performing Date : Apr 01, 2020 to Apr 23, 2020
Test Performed : Selected test(s) as requested by applicant
Test Result(s) : For further details, please refer to the following page(s)

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

Arthur Mak

Arthur Mak
Authorized Signatory



GZHL2004008576CE



SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Guangzhou Branch

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed hereat, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/sgs/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/sgs/Terms-and-Conditions-for-Electronic-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report / certificate, please contact us at telephone (86-755) 8307 1443, or email: CN.Overseas@sgs.com.
18 Kexue Road, Shenzhen Pukang Science & Technology Development District, Guangzhou, China 510663 1 (86-20) 82155555 1 (86-20) 82075191 www.sgs.com.cn
中国·广州·经济技术开发区科学城科兴路18号 邮编: 510663 1 (86-20) 82155555 1 (86-20) 82075191 e.sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

SGS

Test Report

No.: GZHL2004008576CE

Date: Apr 23, 2020

Page 2 of 13

Test Conducted: Based on BS EN 166-2002 Personal eye-protection —Specifications

Number of Tested Sample: 25 piece(s)

Test Results: Details shown as following table

Clause	Test Method/Requirement	Result
6	Design and manufacturing requirements	
6.1	General construction Eye-protectors shall be free from projections, sharp edges or other defects which are likely to cause discomfort or injury during use.	Pass
6.2	Materials No parts of the eye-protector which are in contact with the wearer shall be made of materials which are known to cause any skin irritation.	
6.3	Headbands Headbands, when used as the principal means of retention, shall be at least 10 mm wide over any portion which may come into contact with the wearer's head. Headbands shall be adjustable or self-adjusting.	Pass
7	Basic, particular and optional requirements	
7.1	Basic requirements	
7.1.1	Field of vision The size of the field of vision is defined in conjunction with the appropriate head-form described in clause 17 of EN 168:2001. Eye-protectors shall exhibit a minimum field of vision defined by the two ellipses in Figure 1 when placed and centered at a distance of 25 mm from the surface of the eyes of the appropriate head-form. The horizontal axis shall be parallel to and 0,7 mm below the height of the line connecting the centres of the two eyes. The horizontal length of the ellipses shall be of 22,0 mm, the vertical width of the ellipses shall be 20,0 mm. The centre distance of the two ellipses shall be $d = c + 6$ mm, where c is the pupillary distance. The pupillary distance is 64 mm for the medium head-form and 54 mm for the small head-form, if not specified differently by the manufacture. The test shall be carried out in accordance with clause 18 of EN 168:2001.	Pass
7.1.2	Optical requirements	



SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Guangzhou Branch

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed hereat, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/sgs/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/sgs/Terms-and-Conditions-for-Electronic-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report / certificate, please contact us at telephone (86-755) 8307 1443, or email: CN.Overseas@sgs.com.
18 Kexue Road, Shenzhen Pukang Science & Technology Development District, Guangzhou, China 510663 1 (86-20) 82155555 1 (86-20) 82075191 www.sgs.com.cn
中国·广州·经济技术开发区科学城科兴路18号 邮编: 510663 1 (86-20) 82155555 1 (86-20) 82075191 e.sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

SGS CE Statement

STATEMENT

声明

GZHL-ST-PPE-2004017

To Whom It May Concern:

敬启者:

THIS IS TO STATE THAT: SGS has accepted the test application of Shenzhen Aurora Technology Limited., and has completed the test activities. The test results meet the requirements of standard EN166:2001 Personal eye-protection.

Test Report No.: YW20200259, Product Name: Medical eye mask, Product Model: AM1.

SGS FIMKO (NB 0598) has accepted the application for PPE (EU) 2016 / 425 module B certification of Shenzhen Aurora Technology Limited., the proposal number is UK/CRS/982777.

兹声明: SGS 已经受理 深圳北极之光科技有限公司 测试申请并已经完成检测活动, 检测结果符合 EN166: 2001 个人防护眼镜标准要求。检测报告编号: YW20200259, 产品名称: Medical eye mask, 产品型号: AM1

SGS FIMKO 认证中心 (NB0598) 已经受理 深圳北极之光科技有限公司 PPE(EU) 2016/425 Module B 认证申请, 认证受理编号 UK/CRS/982777。



SGS-CSTC Standard Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch

通标标准技术服务有限公司广州分公司

Date: 26 April 2020

日期: 2020 年 4 月 26 日

EC Declaration of Conformity

To whom it may concern:

This is to state that: Shenzhen Aurora Technology Limited and has completed the test activities. The test results meet the requirements of standard EN166:2001 personal eye-protection.

Test report No: YW20200259, Product Name: Goggles, Product model: AM1

SGS FIMKO (NB 0598) has accepted the application for PPE (EU)2016/425 module B certification of Shenzhen Aurora Technology Limited, the proposal number is UK/CRS/982777

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the model submitted for testing/evaluation. Assessment of compliance of product with the requirements relating to safety standards listed above was performed by the manufacturer.

Responsible person: Qingbo Xia

Position :CEO

Signature

Manufacturer: Shenzhen Aurora Technology Limited.

Add: 301, A6 Building; third and fourth floor, A6 Building, third and fourth floor, A5 Building, Huaxia Park Technology Park, Tonggu Road NO.8, Pingdong Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen, China

Certificates of Compliance

Certificate of Compliance

With European Directives

Applicant Manufacture: Shenzhen Aurora Technology Limited

Add: 301,A6 3-4F,A5 1-3-4F,A3 1F, HuaXiaYuan Industrial Park, Tianshi Road, Pingdi, Shenzhen, China

Products Name: Goggles

Model/Type: Goggles AM1



The Submitted sample of the above product has been for CE marking according to the following European Directives:

(EU)2016/425 PPE Directive

Standard(s) used for showing compliance with the essential requirements in the specified directive(s).

EN 166:2001 Personal eye protection-Specification

The referred report(s) show that the products complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirement in the specified EU Directive(s).

The CE marking as shown below can be affixed on the products.

Certificate No.: UK/CRS/982777

Date: April.26.2020

SGS ANSI Z87.1



Test Report

No.: GZHL2004008577CE

Date: Apr 23, 2020

Page 1 of 5

SHENZHEN AURORA TECHNOLOGY LIMITED

301, A6 BUILDING, THIRD AND FOURTH FLOOR, A6 BUILDING, THIRD AND FOURTH FLOOR, A5 BUILDING;
FIRST FLOOR, A3 BUILDING; FIRST FLOOR, A5 BUILDING; HUAXIA PARK TECHNOLOGY PARK, TONGFU
ROAD NO.8, PINGDONG COMMUNITY, PINGDI STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN

Sample Description : GOGGLES
Style / Item No. : AM1
Manufacturer : SHENZHEN AURORA TECHNOLOGY LIMITED
Country of Origin : CHINA

As above test item and its relevant information regarding to the submission are provided and confirmed by the applicant. SGS is not liable to either the test item or its relevant information, in terms of the accuracy, suitability, reliability or/and integrity accordingly.

Sample Receiving Date : Apr 01, 2020
Test Performing Date : Apr 01, 2020 to Apr 23, 2020
Test Performed : Selected test(s) as requested by applicant
Test Result(s) : For further details, please refer to the following page(s)

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch



Arthur Mak
Authorized Signatory



SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Guangzhou Branch

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/sgs/terms-and-conditions.aspx>, and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/sgs/terms-and-conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising at their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8387 1443, or email: CN.CHECK@sgs.com

19Nanhai Road, Shenzhen Pk Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663 | (86-20) 82155555 | (86-20) 82075191 | www.sgs.com
中国·广州·经济技术开发区科学城科韵路199号 邮编: 510663 | (86-20) 82155555 | (86-20) 82075191 | sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



Test Report

No.: GZHL2004008577CE

Date: Apr 23, 2020

Page 2 of 5

Test Conducted: ANSI/ISEA Z87.1-2015 American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices

1. Sample Quantity: 12
2. Environmental condition: temperature: 21.0 °C; humidity: 66%

3. Test Results: Details shown as following table

Clause	Test Item / Test Requirement	Test Result
5	General Requirements Unless otherwise stated, all values for measurements are to be considered as nominal. All protectors shall satisfy all applicable requirements of Section 5	---
5.1	Optical Requirements	---
5.1.1	Optical Quality When tested in accordance with Section 9.1, protector lenses shall be free of striae, bubbles, waves and other visible defects which would impair the wearer's vision.	Sample 1: Pass
5.1.2	Luminous Transmittance When tested in accordance with Section 9.2, clear lenses shall have a luminous transmittance of not less than 85%.	Sample 1: Pass R: 92.2%, L: 92.2%
5.1.3	Haze - Clear Lenses Only When tested in accordance with Section 9.3, clear plano lenses shall not exhibit more than 3% haze.	Sample 1: Pass R: 0.25%, L: 0.24%
5.1.4	Refractive Power, Astigmatism, Resolving Power, Prism and Prism Imbalance for Plano Protectors When tested in accordance with Section 9.4, the tolerance on refractive power, astigmatism and resolving power shall be as indicated in Table 1. When tested in accordance with Section 9.5, the tolerance on prism and prism imbalance shall be as indicated in Table 2. Filter lenses of shade 9 or higher are exempt from this section.	See Table 1
5.1.5	Refractive Power, Astigmatism, Prism and Prism Imbalance for Prescription Protectors and Magnifiers For prescription protectors and magnifiers, the tolerance on refractive power, astigmatism, prism and prism imbalance shall be those contained in ANSI Z80.1-2010. NOTE: There is no resolving power requirement for prescription lenses and magnifiers.	NA
5.2	Physical Requirements Protectors shall be free from projections, sharp edges or other defects which are likely to cause discomfort or injury during use.	---
5.2.1	Drop Ball Impact Resistance When tested in accordance with Section 9.6, the protector shall fail if any of the following occur when impacted by a 25.4 mm (1 in.) diameter steel ball when dropped from a height of 127 cm (50 in.): lens (lens only) fractures piece fully detached from the inner surface	Sample 2-5: Pass



SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Guangzhou Branch

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/sgs/terms-and-conditions.aspx>, and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/sgs/terms-and-conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising at their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8387 1443, or email: CN.CHECK@sgs.com

19Nanhai Road, Shenzhen Pk Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663 | (86-20) 82155555 | (86-20) 82075191 | www.sgs.com
中国·广州·经济技术开发区科学城科韵路199号 邮编: 510663 | (86-20) 82155555 | (86-20) 82075191 | sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

GB14866-2006



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection



TEST REPORT



(Replace No. WT204025041)

No.: WT204026842

Page 1 of 7 Pages

Sample Description: Medical eye mask

Model/Specification/Grade: AURORA Medical eye mask AM1

Applicant: Company Name: Shenzhen Aurora Technology Limited

Applicant Address: Refer To Next Pages

Date of Receipt: 2020-03-11

Test Period: 2020-03-11 to 2020-03-18

Test Location: Longhua Experimental Base

Shenzhen Academy of
Metrology & Quality Inspection
(Stamp)

Approved by: 郝建金

Issue Date: 2020-04-22

Signature: 郝建金



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

TEST REPORT

No.: WT204026842

Page 2 of 7 Pages

Sample Information:

Sample Description: Medical eye mask

Trade Mark: AURORA

Model/Specification/Grade: AURORA Medical eye mask AM1

Serial/Batch No. of Sample: 20200305088

Manufactured Date: 2020.03.05

Manufacturer: Company Name: Shenzhen Aurora Technology Limited

Manufacturer Address: Refer To Next Pages

Sample Quantity: Five pcs

Sample Description before Testing: Normal

Client Information:

Applicant: Company Name: Shenzhen Aurora Technology Limited

Applicant Address: Refer To Next Pages

Applicant Telephone: 13560798837

Applicant Post Code: _____

Test Information:

Date of Receipt: 2020-03-11

Applicant No.: 7276962

Environment Condition: (18~22) °C (61~69) %RH

Sampling Method: Delivered by Applicant

Judgment Basis: GB 14866-2006

Test Standard: GB 14866-2006

Test Conclusion:

Test result refers to next pages.



Fiscal Year 2020

CERTIFICATION OF FDA REGISTRATION

This certifies that:

Company Name: Shenzhen Aurora Technology Limited
301, A6 Building; third and fourth floor, A6 Building; third and fourth floor, A5 Building; first floor, A3 Building; first floor, A5 Building; Huaxia Park Technology Park, Tongfu Road NO.8, Pingdong Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen

has completed the FDA Establishment Registration and Device Listing with the US Food & Drug Administration, through

Shenzhen CCT Testing Technology Co., Ltd.

Owner/Operator Number: 10068186

Device Listing#: See next page

CCT will confirm that such registration remains effective upon request and presentation of this certificate until the end of the calendar year stated above, unless said registration is terminated after issuance of this certificate. CCT makes no other representations or warranties, nor does this certificate make any representations or warranties to any person or entity other than the named certificate holder, for whose sole benefit it is issued. This certificate does not denote endorsement or approval of the certificate-holder's device or establishment by the U.S. Food and Drug Administration; CCT assumes no liability to any person or entity in connection with the foregoing.

Pursuant to 21 CFR 807.39, "Registration of a device establishment or assignment of a registration number does not in any way denote approval of the establishment or its products. Any representation that creates an impression of official approval because of registration or possession of a registration number is misleading and constitutes misbranding." The U.S. Food and Drug Administration does not issue a certificate of registration, nor does the U.S. Food and Drug Administration recognize a certificate of registration. CCT is not affiliated with the U.S. Food and Drug Administration.



Shen
 Chief engineer
 Issued: 04/07/2020
 Expiration Date: 12/31/2020

Shenzhen CCT Testing Technology Co., Ltd.
 W: www.cct-test.com E: cct@cc-test.com
 T: 400-8788-298 T: 86-755-36916737

Web: <http://www.fda.gov> Tel: 1-888-INFO-FDA (1-888-463-6332) e-mail: webmail@oc.fda.gov

Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases

New Search

Back To Search Results

Establishment:

COMPANY NAME: SHENZHEN AURORA TECHNOLOGY LIMITED
 301, A6 Building; Third And Fourth Floor, A6 Building; Third And Fourth Floor, A5 Building; First Floor
 Shenzhen Guangdong, CN 518172
Status: Active; Awaiting Assignment Of Registration Number
Date Of Registration Status: 2020

Owner/Operator:

Company Name: [Shenzhen Aurora Technology Limited](#)
 301, A6 Building; Third And Fourth Floor
 Shenzhen, Guangdong CN 518172
Owner/Operator Number: [10068186](#)

Official Correspondent:

Qingbo Xie
 301, A6 Building; Third And Fourth Floor
 Shenzhen, Guangdong CN 518172
Phone: 86-135-6079883-7

US Agent:

CCTC SERVICE INC.
 602 ROCKWOOD RD
 Wilmington, DE US 19802
Phone: 302 2311209 Ext
Email: Cctcagency@Outlook.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/18/2020

Note: If you need help accessing information in different file formats, see [Instructions for Downloading Viewers and Players](#).

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | English

ROHS & CE

CERTIFICATE



CERTIFICATE OF CONFORMITY

RoHS

No.: EBO2003104-V179

The following products have been tested by us with the listed standards and to be certified that the hazardous substance are in compliance with the Directive:
(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Applicant: SHENZHEN AURORA TECHNOLOGY LIMITED
Address: 301, A6 Building; Third And Fourth Floor, A6 Building; Third And Fourth Floor, A5 Building; First Floor, A3 Building; First Floor, A5 Building; Huaxia Park Technology Park, Tongfu Road No.8, Pingdong Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen
Manufacturer: SHENZHEN AURORA TECHNOLOGY LIMITED
Address: 301, A6 Building; Third And Fourth Floor, A6 Building; Third And Fourth Floor, A5 Building; First Floor, A3 Building; First Floor, A5 Building; Huaxia Park Technology Park, Tongfu Road No.8, Pingdong Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen
EUT: ANTI-FOG GOGGLES AM1
Brand Name: AURORA
Model No.: AM1
Test Standards: IEC 62321:2013
Reference to report: EBO2003104-C178

The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. Technical report and documentation are at the Holder's disposal. This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. Other relevant Directives have to be observed. The test Report is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overseas.

Kevin Wang
Kevin Wang
Laboratory Manager
Issue Date: March 24, 2020



Shenzhen EBO Testing Center
3/F, Building A, Qinye Business Center, Xin'an Sixth Road, 82th District, Bao'an, Shenzhen, China.
Tel: 86-755-33126608 ebo@ebotest.com www.ebotest.com

شهادة - Certificate - 증명서 - 證明書 - Сертификат - Certificate

Form QAT_10-M04, version 00, effective since March 6th, 2020

Certificate of Compliance



No. 0B200326E.SAT00069
Technical Construction File no.

Certificate's Holder:

Shenzhen Aurora Technology Limited
301, A6 Building; third and fourth floor, A6 Building; third and fourth floor, A5 Building; first floor, A3 Building; first floor, A5 Building; Huaxia Park Technology Park, Tongfu Road No.8, Pingdong Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen, China

Certification ECM Mark:



Product:

Anti-fog goggles (Not Sterile)

Model(s):

AM1, AM2, AM3, AM4, AM5, AM6, AM7, AM8, AM9, AM10

Verification to:

Standard:
EN 166:2001

related to CE Directive(s):
R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products according to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products, RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 26 March 2020

Expiry date: 25 March 2025

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne



Approver
ECM Service Director
Luca Redonni



Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 ☎ +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

SMETA factory compliance audit



SMETA Corrective Action Plan Report (CAPR)

Version 6.1



Sedex Audit Reference: 2019CNZAA407420446 • Sedex Members Ethical Trade Audit Report Version 6.

Audit Details			
Sedex Company Reference: <i>(only available on Sedex System)</i>	ZC: 407321021	Sedex Site Reference: <i>(only available on Sedex System)</i>	ZS: 407342621
Business name (Company name):	Shenzhen Aurora Technology Limited		
Site name:	Shenzhen Aurora Technology Limited 深圳比极之光科技有限公司		
Site address: <i>(Please include full address)</i>	3-4Floor-A5 Building and 3-4Floor-A6 Building, HuaXiaYuan Industrial Park, Fuping Middle Road, Pingdi, Longgang District, Shenzhen 深圳市龙岗区坪地街道富坪中路华夏园科技工业园 A6 栋 3-4 层, A5 栋 3-4 层 Remark: The site address of Business license was not updated. The 3-4Floor-A5 Building was rented after applying business license due to business development.	Country:	China
Site contact and job title:	Anwen Hu / Human resources manager		
Site phone:	86-15302662792	Site e-mail:	hr@szaurora.com
SMETA Audit Pillars:	<input checked="" type="checkbox"/> Labour Standards	<input checked="" type="checkbox"/> Health & Safety (plus Environment 2-Pillar)	<input type="checkbox"/> Environment 4-pillar <input type="checkbox"/> Business Ethics
Date of Audit:	Jul 30, 2019		

Audit Company Name & Logo:
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.



Report Owner (payer):
(If paid for by the customer of the site please remove for Sedex upload)
Shenzhen Aurora Technology Limited

Aurora is awarded as China High Technology Enterprises



Aurora is awarded as Shenzhen Top20 high-tech high-growth enterprise by Deloitte



Alibaba 10years golden supplier by TUV SUD

Alibaba.com Assessed Supplier



Assessment Report

Presented to

Shenzhen Aurora Technology Limited

深圳北极之光科技有限公司

Gold Supplier and Assessed Company Relationship:	<input checked="" type="checkbox"/> Self-owned <input type="checkbox"/> Wholly Owned <input type="checkbox"/> Shareholder/Partner <input type="checkbox"/> Kindred between Owners <input type="checkbox"/> Cooperation Partner
Company Address	Office : 4D-4F, Baoling Building, Danzhotou, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China Workshop: 3-4/F, Building A6, Huaxia Park, Fuping Road, Pingdong Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
City / Country:	Shenzhen, China
Consigner of Assessment:	Alibaba
Gold Supplier Member ID:	szaurora
Gold Supplier Company Name:	Shenzhen Aurora Technology Limited
Contact Person:	Ms. Lanxiang Hu
Phone Number:	0086-755-82682990
Fax Number:	0086-755-82682997
Email:	sales9@szaurora.com
Website Address (URL):	http://szaurora.en.alibaba.com

Service Provided by TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Report No.: 17863942_P+T



Class I Medical Device Registration

第一类医疗器械生产备案凭证

备案号：粤深食药监械生产备 20200050 号

企业名称	深圳北极之光科技有限公司			
住 所	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 8 号 A6 栋 301、A6 栋 3-4 层、A5 栋 3-4 层、A3 栋 1 层、A5 栋 1 层			
生产场所	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 8 号 A3 栋 1 楼，A5 栋 3-4 楼			
法定代表人	谢青波	企业负责人	谢青波	
生产范围	14-14 医护人员防护用品			
生产产品 列表	产品名称	产品备案号	登载日期	备注
	医用隔离眼罩	粤深械备 20200217 号	20200319	/
	/			/
				/
				/
				/
				/
				/
				/

备案部门 (公章)

备案日期：2020 年 03 月 30 日

深圳市场局网站，可验证本证书。

方法 1：详见市场局网站“药械信息查询栏目”。

<https://amr.sz.gov.cn/szyj/zwgk/search.jsp>

方法 2：访问深圳市场局网站 <http://amr.sz.gov.cn>

点击首页的 -政务服务-信息查询-药械信息查询，内有一类备案等市局证书的查询界面。

以上网页，推荐 IE11 浏览器打开，并打开兼容视图设置，添加网址 sz.gov.cn。

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤深械备 20200217 号

备案人名称	深圳北极之光科技有限公司
统一社会信用代码	914403005685175638
备案人注册地址	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 8 号 A6 栋 301、A6 栋 3-4 层、A5 栋 3-4 层、A3 栋 1 层、A5 栋 1 层
生产地址	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 8 号 A3 栋 1 楼，A5 栋 3-4 楼
产品名称	医用隔离眼罩
型号/规格	AM1
产品描述	由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。
预期用途	用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。
备注	
备案单位 和日期	深圳市市场监督管理局 备案日期：2020 年 3 月 19 日
变更情况	

Import and export license

海关进出口货物收发货人备案回执

企业名称	深圳北极之光科技有限公司
统一社会信用代码	914403005685175638
海关备案日期	2011-04-07
海关编码	4453067802
检验检疫备案号	4707604163
有效期	长期



自然人、法人或者非法人组织可通过“中国海关企业进出口信用信息公示平台” (<http://credit.customs.gov.cn>) 或者“互联网+海关” (<http://online.customs.gov.cn>) 查询海关公示的企业信息。

Customs declaration

境内发货人 (91440300555175638) 深圳北极之光科技有限公司		出境关别 (0101) 深圳海关		出口日期		申报日期 20200503		备案号	
境外收货人		运输方式 (5) 航空运输		运输工具名称及航次号 85100508423992		提运单号			
生产销售单位 (91440300555175638) 深圳北极之光科技有限公司		监管方式 (0110) 一般贸易		征免性质 (101) 一般征税		许可证号			
合同协议号 ARUS20200422		贸易国 (地区) (USA) 美国		运往国 (地区) (USA) 美国		用途 (USA000) 美国		离境口岸 (110101) 首都国际机场	
包装种类 (22) 纸制或纤维板制盒/箱		件数 19	毛重(千克) 231	净重(千克) 210	成交方式 (7) EXW	运费	保费	杂费	
随附单证及编号 随附单证2:代理报关委托书(电子);合同;发票;装箱单;企业提供的声明;企业提供的其他									
标记唛码及备注 备注:物流园区 运单号: 99974573170 分单号: ZQ20050053 由深圳机场转北京出口美国 生产厂商: 深圳北极之光科技有限公司 第一类医疗器械备案号: 粤深械备20200217号 N/M									
项号	商品编号	商品名称及规格型号	数量及单位	单价/总价/币制	原产国(地区)	最终目的国(地区)	境内货源地	征免	
1	9004909000	医用隔帘取罩 1.0 保护膜耐用 膜罩 ALRORA北极之光牌 AM1型	216千克 3000副 3000个	美元	中国 (CHN)	美国 (USA)	(4403)深圳特区	照章征税 (1)	
									
特殊关系确认:		价格影响确认:		(1)		自报自缴: 否			
报关人员		报关人员证号53112734		电话		兹申明对以上内容承担如实申报、依法纳税之法律责任		海关批注及签章	
申报单位 (91440300MA5DF7H5X2) 深圳市嘉立运通国际货运代理有限公司 申报单位 (盖章)									

Export release notice

通关无纸化出口放行通知书

深圳市助手报关网络服务有限公司

你公司以通关无纸化方式向海关发送下列电子报关单数据业经海关审核放行，请携带本通知书及 相关单证至港区办理装货/提货手续。

蛇口海关海关审单中心

2020年 5月 1日



预录入编号:
530420200040382580

海关编号:
530420200040382580

出口关别(5304)		备案号		出口日期		申报日期	
蛇口海关						20200501	
收发货人		运输方式(2)		运输工具名称		提单号	
深圳北极之光科技有限公司		水路运输		IN9713351/2018E		EG42005010060	
生产销售单位(914403006065175638)		监管方式(0110)		征免性质(101)		结汇方式	
深圳北极之光科技有限公司		一般贸易		一般征税			
许可证号		运抵国(地区)(MEX)		指运港(地区)(MEX000)		境内货源地(44031)	
		墨西哥		墨西哥		深圳特区	
批准文号		成交方式(7)		运费(MEX000)		杂费(44031)	
		EXW					
合同协议号		件数		包装种类		净重(千克)	
D0202004100014		125		纸制或纤维板制盒		2315	
集装箱号		随附单证		毛重(千克)		净重(千克)	
TIRU2400601*1(1)				2315		1550	
生产厂家							
序号	商品名称、规格型号	数量及单位	原产国(地区)	单价	币值		
1	医用隔离眼罩 0121 保护眼罩用/不变色/无屑/粘		墨西哥(MEX)	2.9500	125	(美元)	

兹申明，以上通知由我公司根据海关电子回执打印，保证准确无误。

深圳市助手报关网络服务有限公司(盖章)


2020年05月01日

More Related Quality Products



AM99A---Air Conditioner Goggles

- Filter + Goggles
- Double sides anti-fog
- H13 99.9% filter, more safe and comfortable for long time working



Civil Goggles AM1A

- Double sides anti-fog, anti-collision, transmittance
- Can wear glasses inside.
- Soft frame and nose pad, more comfortable
- **100,000pcs in stock, daily production ability 50,000pcs**



Face Shield AM3

- Double sides anti-fog, 180 angle shielded
- High quality 5 layers sabic material
- High temperature 100 degree resistance
- **100,000pcs in stock, daily production ability 60,000pcs**

More Related Quality Products



AM99 : Air Conditioner Face Mask



AM99A: Air Conditioner Goggles



AM99B: Air Conditioner Goggles+Mask



AM99C:
Air Conditioner Protective Clothing+Goggles+Mask

More Related Quality Products



AM9501:KN95 Face Mask



AM80: Disposable Face Mask



AM801: Protective Clothing



AM30: Thermometer



AM2: UV+Ozone Light



AM20: 75% Alcohol
Wash Free Hand Sanitizer

Social Donation and Media Coverage

① Protective goggles and face mask production lines:

<https://youtu.be/voOVSP35u8w>

② TV News about Aurora's **innovation products**

<https://zslgapp.sznews.com/jhxtapi/files/szwx/News/202003/25/33988.html?nid=33988&t=423&share=1&device=ffffff-cd17-b3d3-ffff-ffffd5c2a052&from=singlemessage>

③ Shenzhen News of Aurora's **Donation**:

<https://youtu.be/BcDYUuMNvAg>

④ Local News about Aurora's **transformation and expansion**:

<https://mp.weixin.qq.com/s/1s9-hlBKZsSjvybiQV38WQ>

Aurora team donates bulk of protective goggles and masks to hospitals in 6 countries

17/03/2020

Shenzhen News: Shenzhen AURORA to Donate Medical Supplies to 6 Countries



Aurora donated goggles and masks to Chinese hospitals



Domestically, Aurora donated masks and goggles to Zhongnan Hospital of Wuhan University and Shenzhen Third People's Hospital. They appreciated our support and fighting with them.

武汉大学中南医院

物资接收确认函

深圳北极之光科技有限公司：

兹确认贵方捐赠的北极之光防雾护目镜 5 箱（共 500 个）、医用外科口罩 1 箱（共 1000 个），用于我院新型冠状病毒疫情防控，相关物资已于3 月 21 日收悉，专此确认。

衷心感谢贵方对我院的关心和支持！您的每一次善举举动、每一句温暖的话语都是对我们最大的鼓励和支持！

接收人：姜伟军/吴 梦

电话：130065



Zhongnan Hospital of Wuhan University

深圳市第三人民医院 SHENZHEN THIRD PEOPLE'S HOSPITAL

地址：深圳市龙岗区布澜路29号 电话（TEL）：61222333（总机） 传真（FAX）：61238928

捐赠物资接收证明

深圳北极之光科技有限公司

我院为深圳市新冠肺炎唯一一家定点收治医院，今收到贵单位捐赠的护目镜 500 副、医用外科口罩 1000 个，特此证明！

在全国联防联控新冠肺炎疫情的关键时期，感谢贵单位无私的奉献以及对抗疫一线医务人员的关心和爱护！

接收单位：深圳市第三人民医院

接收人：雷云龙

联系电话：138231



2020 年 4 月 1 日

Shenzhen Third People's Hospital

Aurora donated goggles and masks to hospitals of 6 countries---Germany

Internationally, Aurora donated to masks and goggles to hospitals of Germany, Korea, USA, Spain, Netherlands, Italy.



Hospital in Germany

Aurora donated goggles and masks to hospitals of 6 countries---Spain



Hospital Universitario 12 de Octubre

El Hospital Universitario 12 de Octubre, acepta la donación de
1000 mascarillas médicas y 1000 gafas, N° de seguimiento
principal 391335564283.

Del Donante Shenzhen Aurora Technology Limited.

Un saludo y muchas gracias

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Servicio de Suministros Compras

Jefe de Sección de Compras

Fdo. M^a Teresa Huete Marrón



Hospital Universitario
12 de Octubre

SERVICIO DE SUMINISTROS



Hospital in Spain




Aurora donated goggles and masks to hospitals of 6 countries---Korea,USA



Hospital in Korea



Hospital in USA

 **HEALTH CARE 6**




Doctors Pharmacies more about


Name, City

Physician New York Roslyn Dr. Anthony C Kim

Dr. Anthony C Kim
Internal Medicine in Roslyn, New York

MEDICARE 24+ YEARS EXP Be the first to review

share on   

 **Overview**

Dr. Anthony C Kim, DO, is an Internal Medicine specialist in Roslyn, New York. He attended and graduated from New York College Of Osteo Medicine Of New York Institute Of Technology in 1996, having over 24 years of diverse experience, especially in Internal Medicine. He is affiliated with many hospitals including New York Community Hospital Of Brooklyn Inc.. Dr. Anthony C Kim accepts Medicare-approved amount as payment in full. Call (516) 458-7127 to request Dr. Anthony C Kim the information (Medicare information, advice, payment, ...) or simply to book an appointment.

Aurora donated goggles and masks to hospitals of 6 countries---Italy

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Parma
via Gramsci, 14 - 43126 - Parma
direzione generale@ao.p.r.it
fax n. 0521/703630

e. p.c.

Servizio Economico Finanziario e aspetti
economici dell'accesso alle prestazioni sanitarie

Struttura Interaziendale Affari Generali

OGGETTO: Proposta di donazione di beni o servizi

Io sottoscritto/a Ella Tang
nato/a a China, prov. Hubei, il 19th June 1994
residente in via Shiguang Li, Buji Longgang District, Shenzhen, China, n. 3009
CAP 518114, città Shenzhen, prov. Guangdong
Codice Fiscale _____, tel. +8613545871106
fax +86-755-82682997, email sales23@szaurora.com
personalmente o in qualità di Shenzhen Aurora Technology Limited
della Ditta/Associazione _____
Codice Fiscale/Partita IVA _____, tel. +86-755-82682990
fax +86-755-82682997, email info@szaurora.com

esprimo la volontà di donare, a puro titolo di liberalità, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma i beni/servizi di seguito indicati:

- ☒ Apparecchiature biomedicali e/o strumentario chirurgico
- ☐ Infrastrutture tecnologiche e/o sistemi informatici
- ☐ Arredi sanitari e non sanitari
- ☐ Opere a carattere artistico
- ☐ Opere di riqualificazione edile o impiantistica
- ☐ Beni diversi
- ☐ Servizi (specificare): _____

Destinazione:

- ☒ **DONAZIONE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA**
- ☐ **DONAZIONE ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DESTINATARIA**
U.O., S.S.D., S.S., Programma: _____
Direttore/Responsabile della Struttura: _____

DESCRIZIONE DEL BENE

Shenzhen Aurora Technology Limited is donating 1000pcs anti-fog protective goggles and 1000pcs disposable medical surgical mask to this hospital, hope help deal with covid-19 and get through situation. Shenzhen Aurora Technology Limited sta donando occhiali protettivi antiappannamento da 1000 pezzi e maschera chirurgica medica monouso da 1000 pezzi a questo ospedale, spero che aiuti a gestire covid-19 e ad affrontare la situazione.

VALORE DEL BENE: EURO 6200

PERIODO DI GARANZIA FULL RISK: 1 year MESI (almeno n. 24 mesi)

Si precisa infine che il bene oggetto di donazione:

- ☐ necessita dei seguenti costi di installazione: _____
- ☐ necessita dei seguenti costi di manutenzione post garanzia: _____
- ☐ necessita dell'uso di materiale di consumo e dei seguenti costi unitari: _____
e stima di consumo annua: _____
- ☒ non necessita di costi di installazione o manutenzione o uso di materiale di consumo

EVENTUALE VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLA DONAZIONE (es. specifiche attività)

Coronavirus situation is very serious, as a Chinese factory company, we are willing to do what can to help get through this hard times together. wish Italy people all safe and healthy. La situazione del coronavirus è molto grave, in quanto azienda cinese di fabbrica, siamo disposti a fare il possibile per superare questi momenti difficili insieme, auguro alle persone in Italia tutte in salute e in salute

MOTIVAZIONE

Donation In Italy/Donazione In Italia

26th March, 2020

Luogo e data

Ella

Firma
Il proponente

Ditta/Associazione

NB: Non saranno prese in considerazione richieste incomplete



Hospital in Italy